

## Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie (CAPM-LAB)

### Modalités de prélèvement pour le dosage des antiépileptiques

#### Médicaments dosés

**Phénobarbital - Carbamazépine - Acide valproïque**

#### Heure de prélèvement

Au minimum 8 heures après la dernière prise (taux résiduel)

Délai du premier prélèvement après le début ou le changement de traitement :

- Acide valproïque : 3.5 à 5 jours chez l'adulte et 1 à 3 jours chez l'enfant
- Carbamazépine : 2 à 4 semaines chez l'adulte et 1 à 3 semaines chez l'enfant
- Phénobarbital : 4 à 30 jours chez l'adulte et 4 à 15 jours chez l'enfant

#### Tube de prélèvement

Tube à **EDTA** à bouchon mauve (8 à 10 retournement du tube pour éviter la coagulation)



#### Conservation

Au froid (**entre +2°C et +8°C**) pendant une durée maximale de 16 heures dans un conteneur isotherme

#### Fiche de renseignement

Les prélèvements doivent être accompagnés de la fiche de renseignements fournie par le CAPM-LAB

#### Rendu de résultats

Les résultats sont rendus en **format papier** aux **malades** ou par **téléphone ou fax** aux **médecins traitants** (CAPM : 0537777169) dans un délai de 15 jours